

## POWER PERFECT PORE

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το Προϊόν, το κύπελλο μπορεί κάποιες φορές να κολλήσει στο δέρμα σας και να είναι δύσκολο να το ξεκολλήσετε, προκαλώντας κόκκινα σημάδια στο πρόσωπό σας. Για τον λόγο αυτό, φροντίστε να λαμβάνετε υπ όψιν τα ακόλουθα σημεία όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Προσέξτε να μην κρατάτε την κεφαλή αναρρόφησης σε μια θέση όταν το κύπελλο τραβάει το δέρμα.
2. Προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερο από 1 λεπτό γύρω από τη μύτη και 4 λεπτά γύρω από τα μάγουλα, το πηγούνι και το κούτελο.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κόκκινα σημάδια ή ουλές μπορεί να εμφανιστούν στο δέρμα σας.

1. Όταν χρησιμοποιείτε την κεφαλή αναρρόφησης:
  - Χρησιμοποιείτε το μόνο γύρω από την περιοχή της μύτης.
  - Μην σταματάτε μόνο σε ένα σημείο.
  - Μην αφήσετε το κύπελλο να γλιστρήσει όταν τραβάει το δέρμα.
  - Μην αφήνετε το κύπελλο στην ίδια θέση όταν τραβάει το δέρμα.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν γύρω από τα μάτια σας, στην κορυφή της μύτης σας, στο κεφάλι σας, στη ρίζα των μαλλιών σας ή σε άλλες περιοχές του δέρματος.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχετε σπυράκια, ακμή ή ερεθισμένο δέρμα.
4. Αν έχετε ευαίσθητο δέρμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερο από μια φορά στην ίδια περιοχή.
5. Αφού πλύνετε την συσκευή, ανοίξτε την και αφήστε την να λειτουργεί για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Μετά αφαιρέστε το νερό από το εξωτερικό της πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Η δύναμη απορρόφησης μπορεί να είναι πολύ δυνατή και να προκαλέσει κοκκινίλες ή ουλές στο δέρμα σας αν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα πολύ σύντομα μετά το πλύσιμό της με νερό.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

1. Περιστρέψτε το πορτάκι για τις μπαταρίες όπως δείχνει το τόξο.
2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA με σωστή πολικότητα.
3. Επανατοποθετήστε το πορτάκι.

## ΜΕΘΟΔΟΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά, κάντε μια δοκιμή στην περιοχή του μπράτσου σας

- Όταν τραβάτε το κύπελλο από το δέρμα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια ελαφριά κινητικότητα του καρπού.
- Αν τραβήξετε το κύπελλο απευθείας από το δέρμα, μπορεί να συναντήσετε δυσκολία να το τραβήξετε μετά.
- Μην αφήσετε το κύπελλο να γλιστρήσει ενώ κάνει αναρρόφηση στο δέρμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα οι πόροι του δέρματός σας θα πρέπει να είναι καλά ανοιχτοί. Γι' αυτό το λόγο σας προτείνουμε να φροντίζετε το δέρμα σας όταν κάνετε μπάνιο. Για παράδειγμα, το ζεστό νερό τείνει να ανοίγει τους πόρους. Αυτό σε συνδυασμό με το Power Perfect Pore συστήνουμε να γίνεται δυο φορές την εβδομάδα.

Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής στο πίσω μέρος της συσκευής και γεμίστε με ζεστό νερό. Πατώντας το κουμπί MIST ψεκάζετε το σημείο που θέλετε με ζεστό νερό. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης και τοποθετείστε στο επιθυμητό σημείο. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.

1. Αφαιρέστε το μείκ-απ από το πρόσωπό σας και ξεπλύνετε. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν το δέρμα σας είναι καλυμμένο με λοσιόν ή έχει καθαριστεί με σαπούνι.
2. Προσαρμόστε το κύπελλο αναρρόφησης στον κορμό
3. Κινείστε αργά το προϊόν στην άκρη της μύτης σας.
  - Βρέξτε ελαφρώς το δέρμα σας με λίγο νερό.
  - Κινείστε το προϊόν αργά γύρω από την άκρη της μύτης σας και συνεχίστε για σχεδόν ένα λεπτό για όλη την κάτω περιοχή της μύτης σας.
4. Κινήστε το προϊόν στο πρόσωπό σας, πάντα κινώντας το προς τα έξω.
5. Συνεχίστε το αυτό για 3 λεπτά σε όλο το πρόσωπο.
6. Ξεπλύνετε το πρόσωπό σας και απλώστε ενυδατική λοσιόν ή οποιαδήποτε άλλη κρέμα χρησιμοποιείτε συνήθως.
  - Επαναλάβετε την πράξη της αναρρόφησης και απελευθέρωσης του δέρματος με σταθερό ρυθμό.
  - Μην εργάζεστε για πολύ ώρα στο ίδιο σημείο. Κινείτε συνέχεια τη συσκευή σε διαφορετικά μέρη του προσώπου.
  - Κατά τη διάρκεια της απορρόφησης, μην μένετε παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα στο ίδιο σημείο.
  - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου το δέρμα είναι λεπτό, όπως γύρω από τα μάτια, στην κορυφή της μύτης, το κεφάλι και οι ρίζες των μαλλιών.
  - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σπυράκια ή σε ερεθισμένο δέρμα.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε την συσκευή μετά από κάθε χρήση.

1. Βάλτε λίγο ζεστό νερό σε ένα μπολ. Μην χρησιμοποιείτε νερό που είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
2. Αφαιρέστε την κεφαλή, βυθίστε μόνο το σημείο απορρόφησης στο νερό και γυρίστε το διακόπτη αφήνοντάς το να πλυθεί για 20 δευτερόλεπτα. Προσέξτε να μην βυθίσετε όλη την συσκευή στο νερό. Η συσκευή και οι μπαταρίες θα καταστραφούν.
3. Τραβήξτε τον κορμό έξω από το νερό κρατώντας τον διακόπτη ανοιχτό για περίπου 40 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο νερό να στραγγιστεί από τον κορμό.
4. Σκουπίστε τον κορμό και το κύπελλο με χαρτομάντιλα ή βαμβάκι, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό μέσα στο κύπελλο.
5. Καθαρίστε το σημείο αναρρόφησης, κλείστε τον διακόπτη και απομακρύνετε οποιαδήποτε συσσωρευμένη σκόνη με μια οδοντόβουρτσα ή κάποιο παρόμοιο εργαλείο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείται μόνο σε υγιές δέρμα.